

Hanksův roztok BSS ROTI® Cell

Hanks' BSS, HBSS

- Vyvážený fyziologický roztok podle Hankse
- Solný roztok vhodný pro stabilizaci fyziologického pH při udržování buněk v atmosféře bez CO₂
- BSS se obvykle využívá jako přečišťovací médium či jako ředící roztok pro komplexní kultivační média
- Roztok vhodný také pro jiné aplikace vyžadující izotonické prostředí či fyziologické pH
- Po otevření skladovat při teplotě 4 °C a spotřebovat do 2 let

Technické parametry

Teplota skladování:

+2 až +25 °C



Popis	Balení	Katalogové číslo
ROTI®Cell Hanks' BSS sterilní, bez Ca/Mg a bez fenolové červeně	500 ml	R.9117.1
ROTI®Cell Hanks' BSS sterilní, bez Ca/Mg, s fenolovou červení	500 ml	R.9118.1
ROTI®Cell Hanks' BSS sterilní, s Ca/Mg a bez fenolové červeně	500 ml	R.9119.1
ROTI®Cell Hanks' BSS sterilní, s Ca/Mg a s fenolovou červení	500 ml	R.9122.1