

ROTI® Cell PBS/EDTA bez Ca/Mg

Sterilní roztok EDTA v PBS vhodný pro buněčné kultury

- Vyvážený sterilní roztok s 0,046 % EDTA
- Lze použít pro velmi šetrnou disociaci buněk bez přidání trypsinu

Technické parametry

pH:	7,4 - 7,6
Endotoxiny:	≤ 0,25 EU/ml
Osmolarita:	300 - 340 mOsm/kg
Teplota skladování:	+2 až +25 °C



Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
CELLPURE® sterilní, 0,046 % EDTA, bez Ca/Mg	500 ml	plast	R.9152.1