

Rotilabo®-těsnicí PCR fólie

Samolepicí film z PP či hliníku pro uzavírání PCR destiček

- Film je vhodný pro použití v termocyclerech
- Perforované okraje pro snadnou a rychlou aplikaci
- Bez DNA, DNáz, RNáz

Technické parametry

Materiál	Hliník	PP
Tloušťka	38 µm	50 µm
Rozměry (délka × šířka)	142,9 mm × 82,6 mm	135,1 mm × 79,4 mm
Teplotní stabilita	−80 - +120 °C	−40 - +125 °C
Možnost perforace	ano	ne



Rotilabo®-těsnicí PCR film

Materiál	Popis	Balení	Katalogové číslo
hliník	nesterilní	100 ks	R.EN80.1
hliník	sterilní	50 (2 × 25) ks	R.EN81.1
PP	nesterilní	100 ks	R.EN82.1
PP	sterilní	100 ks	R.EN83.1