

ROTI®-BLACK P

Kit pro barvení proteinů stříbrem

- Souprava pro rychlé a citlivé barvení bílkovin stříbrem v gelech
- Vysoká citlivost umožňuje detekci proteinů od 1 ng/mm²
- Barvení může být provedeno v gelech bez obsahu methanolu
- Spolehlivé výsledky

Technické parametry

Složení:	thiosíran sodný, dusičnan stříbrný, prázdné zkumavky, formaldehyd, uhličitán sodný
Bezp. věty (GHS):	H272-H301+H311+H331-H314-H317-H341-H350-H370-H410

Popis	Balení	Katalogové číslo
ROTI®-BLACK P	pro 10 gelů s objemem 10 ml / gel	R.L533.1
ROTI®-BLACK P	pro 10 gelů s objemem 40 ml / gel	R.L533.2