

ROTI[®]-MARK, proteinový marker 10-150 kD


Proteinový marker pro elektroforézu

- Obsahuje 8 proteinových pásů o velikosti 10-150 kD
- cca 200 pruhů/1 ml (minigel)
- Proteiny o definované molekulové hmotnosti, neglykosylované
- 40 kD protein je zvýrazněn pro lepší orientaci na gelu
- Připraveno k okamžitému použití, skladovat při teplotě -20 °C

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	500 µl	R.T850.1