

ROTI®-QUICK kit pro izolaci RNA

Sada pro bezkolonovou izolaci RNA z buněk a tkání

- Jednoduchý, všestranně použitelný dvoustupňový bezkolonkový postup
- Vysoká výtěžnost intaktní, velmi čisté celkové RNA
- Sadu lze využít pro izolaci z čerstvého i zmraženého vzorku
- Izolovaná RNA je přímo použitelná pro všechny běžné aplikace (RT-PCR, Northern blotting)

Technické parametry

Bezpečnostní věty (GHS): H225-H314-H301+H311-H330-H341-H351-H373-H336-H412-EU032

Teplota skladování:	+4 °C
Obsah:	3 optimalizované roztoky určené pro přímé použití
Kapacita sady:	20 izolací z 0.2 g tkáně
Použití:	buněčné kultury, materiál z biopsie tkáně s vysokým obsahem tuků nebo proteinů krev, rostlinný materiál, mitochondrie, mycoplasma a řada dalších
Princip:	GITC izolační metoda (Chomczynski and Sacchi. (1987) Anal. Biochem. 162:156)



Popis	Balení	Katalogové číslo
ROTI®-Quick kit pro izolaci RNA	1 sada*	R 19799

Sada obsahuje Roti-Quick kit 1, Roti-Quick kit 2 a Roti-Quick kit 3, kity nelze koupit samostatně. Součástí sady je podrobný návod k použití