

Roti®-Bond adhezní sklíčka

Pro sofistikované imunohistochemické testy

- Rychlá a vysoce efektivní imobilizace buněčného materiálu s optimálním zachováním struktur
- Nový přílnavý povrch Roti®-Bond adhezních sklíček reaguje s přirozenými povrchovými strukturami buněk a tkání a bezpečně je zde ukotvuje
- Díky různým vazebným principům buňky neztrácí svou antigenicitu, funkčnost ani 3D strukturu
- Vhodné pro testy maximálně několika set buněk
- Nulová ztrátovost buněk a vynikající výtěžnost, dokonce i při náročných inkubačních procedurách
- Kompatibilní se všemi standardními i moderními testovacími systémy a fluorescenčními barvami
- Zvlášť vhodné pro testy na kmenových buňkách
- Imobilizace buněk/tkáňových sekcí proběhne ihned po kontaktu s povrchem sklíčka (není nutné vysoušení)
- Buněčný materiál dále může být fixován, může též pokračovat buněčná kultivace, umožňující *in vivo* testy

Technické parametry

Rozměry (délka × šířka; tloušťka):

75 mm × 25 mm; 1 mm



Roti®-Bond adhezní sklíčka

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Adhezní sklíčka	5	R.CL20.1
Adhezní sklíčka	50	R.CL20.2
Adhezní sklíčka	100	R.CL20.3

Roti®-Bond adhezní sklíčka 50 a 100 ks jsou dodávána v Rotilabo®-boxech na sklíčka