

ROTI®-CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (C/I)

Směs chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 24 : 1 pro extrakci nukleových kyselin v kombinaci s Roti®-fenolem

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H331-H372-H351-H361d-H302-H315-H319

Teplota skladování: +20 °C



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro molekulární biologii	100 ml	sklo	R798473
pro molekulární biologii	250 ml	sklo	R798471
pro molekulární biologii	500 ml	sklo	R798472