

Roti®-Fair 1M Tris 1 sáček/1000 ml

Práškový pufr Tris / EDTA v různých pH hodnotách pro biochemii a molekulární biologii

- Exaktně předvážené sáčky pro rychlou a pohodlnou přípravu roztoku Tris (roztok 1× Tris se připraví rozpuštěním jednoho sáčku v 1000 ml vysoce čisté vody)
- Díky lehce zásadité pufrací kapacitě (pH 7,0-9) Tris dobře koresponduje s fyziologickými parametry a je široce využíván v promývacích procedurách, pro ředění vzorků a DNA a při elektroforéze
- připravený roztok je možné sterilizovat filtrací (0,22 µm) či autoklávováním

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H315-H319-H335

Teplota skladování: +4 °C (při dlouhodobém skladování)

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
1M Tris, práškový, pH 7,4	10 sáčků	krabice	R.1251.1
1M Tris, práškový, pH 8,0	10 sáčků	krabice	R.1260.1
1M Tris, práškový, pH 8,3	10 sáčků	krabice	R.1261.1