

ROTI®-FECT

Reagencie pro transfekci eukaryotických buněk zprostředkovanou lipozomem

- Vysoce účinná reprodukce DNA v savčích buňkách
- Výborná reprodukovatelnost a široká škála použitelnosti
- Nízká buněčná toxicita, použitelné pro různé buněčné linie
- Nedochází k inhibici sérem
- 1 ml stačí pro cca 400 transfekcí (na 24 jamkových destičkách)
- Připraveno k okamžitému použití
- Skladovat při teplotě +4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
CELLPURE, pro transfekci	0,2 ml	R.P001.1
CELLPURE, pro transfekci	0,5 ml	R.P001.2
CELLPURE, pro transfekci	1 ml	R.P001.3
CELLPURE, pro transfekci	5 x 1 ml	R.P001.4