

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

- Kvalitní fenol té nejvyšší čistoty

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H301+H311+H331-H314-H341-H373-H411
Hustota:	1,06 g·cm ⁻³
pH:	7,5-8,0
Teplota skladování:	+4 °C Chraňte před světlem! Před použitím neprotřepávejte!



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro molekulární biologii	100 ml	sklo	R 00381
pro molekulární biologii	250 ml	sklo	R 00382
pro molekulární biologii	500 ml	sklo	R 00383
pro molekulární biologii	1 l	sklo	R.0038.4