

Roti®-ImmunoBlock

Bezproteinové blokující činidlo pro imunohistochemické testy

- Roti®-ImmunoBlock je inovativní blokovací činidlo bez obsahu detergentů či proteinů
- Vhodné pro: imunocytochemické a imunohistochemické testy, parafínové a kryo- řezy, *in situ* hybridizaci, vzorky buněčných kultur a namontované vzorky



Roti-ImmunoBlock

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro imunohistochemické testy 10x koncentrovaný, na bázi polymerů	250 ml	sklo	R.T144.1