

Rukavice isoprenové Sempermed® syntegra IR

Sterilní chirurgické bezlatexové rukavice s mechanickými vlastnostmi, které se vyrovnají latexovým

- Anatomicky tvarované pro pohodlné používání, balené v párech
- Zdrsněné konečky prstů zajistí pevný úchyt i při namočení
- Vnitřní vrsta Quick Don pro snadné nasazení rukavic
- Neobsahují latex - vhodné pro alergiky
- Zdravotnický prostředek (třída IIa)

Technické parametry

Barva:	béžová
Nepropustnost:	AQL 0,65
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 9 N
Délka (mm):	270-285
Materiál:	syntetický isopren



Velikost	Balení (pár)	Katalogové číslo
6	50	L760101
7	50	L760102
8	50	L760103
9	50	L760104