

Rukavice latexové sterilní SEMPERMED® Derma Plus

Gamma zářením sterilizované chirurgické rukavice

- Latexové, s jemným pudrováním
- Anatomicky tvarované, zdrsňené konečky prstů pro práci s nástroji
- Vysoká odolnost vůči natržení a nízká permeabilita
- Balené ve sterilních baleních po párech a krabička s indikátorem sterilizace
- Zdravotnický prostředek (třída IIa)

Technické parametry

Materiál:	přírodní latex
Délka (mm):	270-285
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 12 N
Nepropustnost:	AQL 0,65
Barva:	přírodní



Velikost	Balení	Katalogové číslo
6	50 párů	L501101
6,5	50 párů	L501102
7	50 párů	L501103
7,5	50 párů	L501104
8	50 párů	L501105
8,5	50 párů	L501106