

Rukavice vyšetřovací latexové SEMPERCARE® premium

Extra pevné a hladké nepudrované latexové jednorázové vyšetřovací rukavice

- Pravolevé rukavice bez pudru se zdrsňenými konečky prstů
- Odolné proti chemikáliím a krevním patogenům
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) podle směrnice pro OOP 89/686/EHS a podle EN 420
- Zakončené srolovaným lemem
- Obsahují přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce
- Vhodné pro styk s potravinami
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Materiál:	přírodní latex
Délka (mm):	240
Nepropustnost dle EN 455-1 :	AQL 1,5
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 9 N
Chemická odolnost podle EN 374:	Level 6* - 40% - hydroxid sodný, 30% - peroxid vodíku, roztok 37% formaldehydu v 10% metanolu
Barva:	bílá



www.p-lab.cz

Rukavice vyšetřovací latexové SEMPERCARE® premium