

## Rukavice vyšetřovací nitrilové modré prodloužené DONA® | VULKAN-MEDICAL

Bezlatexové jednorázové vyšetřovací rukavice prodloužené

- Pravolevé rukavice se zdrsňeným povrchem
- Dobrá odolnost proti chemikáliím a krevním patogenům
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (ISO 2004) a svými kvalitativními parametry odpovídají EN 420, EN 455-1, 2, 3 a EN 374 -2, 3 a požadavkům PSA 89/686 EHS
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!
- Zakončené srolovaným lemem s prodlouženou manžetou pro dokonalou ochranu při rizikové práci a při styku s rizikovými látkami
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu. Jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu
- Vhodné pro styk s potravinami

### Technické parametry

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Materiál:                       | nitrilový kaučuk (NBR)    |
| Délka (mm):                     | 300                       |
| Nepropustnost dle EN 455-1 :    | AQL 1,5                   |
| Pevnost dle EN 455-2:           | ≥ 6 N                     |
| Chemická odolnost podle EN 374: | Level 6*                  |
| Barva:                          | modrá                     |
| Kategorie zdrav. prostředku:    | MDR class I (EU 2017/745) |



Rukavice vyšetřovací nitrilové modré prodloužené DONA® | VULKAN-MEDICAL

| Velikost | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|----------|-------------|------------------|
| S        | 100         | L901891.1        |
| S        | 10 x 100    | L901891.2        |
| M        | 100         | L901892.1        |
| M        | 10 x 100    | L901892.2        |
| L        | 100         | L901893.1        |
| L        | 10 x 100    | L901893.2        |

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| XL | 100      | L901894.1 |
| XL | 10 x 100 | L901894.2 |

\* Level 6 >480 minut - 40% hydroxid sodný, chlorhexidin glukonát, 1% gluteraldehyd, 4% formaldehyd, 3% peroxid vodíku