

Rukavice vyšetřovací nitrilové prodloužené SEMPERCARE® Safe+

Bezlatexové jednorázové vyšetřovací rukavice s prodlouženou manžetou

- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) podle směrnice pro OOP 89/686/EHS a podle EN 420
- Pravolevé rukavice se zdrsňenými konečky prstů
- Vhodné pro uživatele s citlivou nebo namáhanou pokožkou
- Dobrá odolnost proti chemikáliím
- Zakončené srolovaným lemem s prodlouženou manžetou pro dokonalou ochranu při rizikové práci a při styku s rizikovými látkami
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu. Jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu.
- Vhodné pro styk s potravinami
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Materiál:	nitrilový kaučuk (NBR)
Délka (mm):	300
Nepropustnost dle EN 455-1 :	AQL 1,5
Odolnost proti protřžení dle normy EN 455-2:	8805 8 N
Chemická odolnost dle EN 374:	Level 6* - 40% hydroxid sodný, 1% ethidium bromide, 10% kyselina dusičná, level 1 - 96% kyselina sírová
Barva:	modrá



Rukavice vyšetřovací nitrilové prodloužené SEMPERCARE® Safe+

Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
XS	100	L790435.1
XS	10 x 100	L790435.2
S	100	L790436.1
S	10 x 100	L790436.2
M	100	L790437.1
M	10 x 100	L790437.2
L	100	L790438.1

L	10 x 100	L790438.2
XL	90	L790439.1
XL	10 x 90	L790439.2

*Level 6 - kontakt >480 min., level 1 - kontakt >10 min.