

Rukavice vyšetřovací nitrilové SEMPERCARE® nitrile skin²

Bezlatexové jednorázové vyšetřovací rukavice

- Dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Pravolevé rukavice se zdrsňenými konečky prstů
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) podle směrnice pro OOP 89/686/EHS a podle EN 420
- Zakončené srolovaným lemem
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu, jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu
- Elastické a perfektně anatomicky tvarované pro vysokou citlivost rukou při práci
- Vhodné pro styk s potravinami
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Materiál:	nitrilový kaučuk (NBR)
Délka (mm):	240
Nepropustnost dle EN 455-1 :	AQL 1,5
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N
Chemická odolnost podle EN 374:	Level 6* - 1% ethidium bromide, 10% kyselina chlorovodíková, level 5 - 40% acryl amide, 10% kyselina dusičná, level 2 - 20% ethanol, level 1 - 10% kyselina octová, 70% isopropylalkohol
Barva:	modrá



Rukavice vyšetřovací nitrilové SEMPERCARE® nitrile skin²

Krabice			Karton		
Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo	Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
XS	200	L933005.1	XS	10 x 200	L933005.2
S	200	L933001.1	S	10 x 200	L933001.2
M	200	L933002.1	M	10 x 200	L933002.2
L	200	L933003.1	L	10 x 200	L933003.2
XL	180	L933004.1	XL	10 x 180	L933004.2

*Level 6 - kontakt >480 min., level 5 - kontakt >240 min., level 2 - kontakt >30 min., level 1 - kontakt >10 min.

