

Rukavice vyšetřovací nitrilové SEMPERCARE® soft

Bezlatexové jednorázové vyšetřovací rukavice

- Pravolevé rukavice se zdrsňenými konečky prstů
- Dobrá odolnost proti chemikáliím a krevním patogenům
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) podle směrnice pro OOP 89/686/EHS a podle EN 420
- Zakončené srolovaným lemem
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu. Jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu
- Vhodné pro uživatele s citlivou nebo namáhanou pokožkou
- Vynikající hmatová citlivost, přilnou jako druhá kůže
- Vhodné pro styk s potravinami
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!
- **Máme jen omezené dodávky, a proto je prioritně dodáváme v obvyklých množstvích stálým zákazníkům**
- **Vzhledem k nestálé situaci na trhu se může stát, že je ani nedodáme v objednané výši či vůbec (v případě objednávky od nového odběratele)**

Technické parametry

Materiál:	nitrilový kaučuk (NBR)
Délka (mm):	240
Nepropustnost dle EN 455-1 :	AQL 1,5
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N, medián 7 N
Chemická odolnost dle EN 374:	Level 6*- 40% hydroxid sodný, 10% kyselina chlorovodíková, 20% ethanol
Barva:	růžová



Rukavice Soft

Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
XS	200	L936005.1
XS	10 x 200	L936005.2
S	200	L936001.1
S	10 x 200	L936001.2
M	200	L936002.1

M	10 x 200	L936002.2
L	200	L936003.1
L	10 x 200	L936003.2
XL	180	L936004.1
XL	10 x 180	L936004.2

* Level 6 (kontakt >480 minut)