

Rukavice vyšetřovací vinylové SEMPERCARE®

Vinylové bezlatexové jednorázové vyšetřovací rukavice

- Pravolevé rukavice zakončené srolovaným lemem
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu. Jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. + IV. typu
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (ISO 2004) a svými kvalitativními parametry odpovídají EN 420, EN 455-1,2 a požadavkům PSA 89/686 EHS a 93/442/EEC
- Nejsou vhodné pro styk s potravinami
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Materiál:	čirý PVC
Délka (mm):	240
Nepropustnost dle EN 455-1 :	AQL 1,5
Pevnost dle EN 455-2:	medián 3.6 N
Barva:	čirá



Vyšetřovací rukavice vinylové SEMPERCARE® bez pudru

Sempercare® vinyl s pudrem			Sempercare® vinyl bez pudru		
Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo	Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
S	100	L980923	S	100	L780933
M	100	L980925	M	100	L780935
L	100	L980927	L	100	L780937
XL	90		XL	90	L780939