

Rukavice vyšetřovací vinylové SYNMAX

Modré vinylové bezlatexové jednorázové vyšetřovací rukavice

- Pravolevé rukavice zakončené srolovaným lemem
- Rukavice jsou lehce pudrované PU práškem pro snazší nasazování a delší příjemné nošení
- Neobsahují proteiny přírodního latexu. Jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. + IV. typu
- Jsou klasifikovány jako zdravotnický prostředek třídy I a svými kvalitativními parametry odpovídají normám EN 455 a EN 374-1,2,5
- Jsou vhodné pro styk s potravinami
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Materiál:	PVC
Délka (mm):	230
Barva:	modrá



Rukavice SYNMAX



Rukavice SYNMAX

Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
S	100	L010014
M	100	L010015
L	100	L010016
XL	100	L010017