

## RUTIN TRIHYDRÁT

trihydrát rutinu, kvercetin-3-rutinosid trihydrát, vitamín P trihydrát


**CAS:** 250249-75-3

**Vzorec:**  $C_{27}H_{30}O_{16} \cdot 3 H_2O$

### Technické parametry

Molekulová hmotnost:

664,58



| Čistota                                               | Balení | Katalogové číslo |
|-------------------------------------------------------|--------|------------------|
| min 95 %, Ph. Eur.                                    | 25 g   | R 03302          |
| min 95 %, Ph. Eur.                                    | 100 g  | R 03301          |
| ROTICHROM® HPLC min 99 %<br>referenční látka pro HPLC | 50 mg  | R 74222          |
| ROTICHROM® Pracovní standard                          | 100 mg | R.NC14.1         |
| ROTICHROM® Primární standard                          | 50 mg  | R.NE14.1         |