

Sáček "BIOHAZARD" červený s indikátorem sterilizace

Autoklávovatelné sáčky pro bezpečné uložení a likvidaci nebezpečného biologického odpadu

- Sáčky s natištěným symbolem a textem "BIOHAZARD" a čtyřjazyčnými pokyny pro použití
- Natištěná indikační plocha pro kontrolu sterilizace ztmavne po 20 min autoklávování
- Autoklávovatelné sáčky s natištěným symbolem a textem "BIOHAZARD" splňují normy ASTM 1922 odolnosti proti protřžení a ASTM 1709 proti propíchnutí

**Sáček "BIOHAZARD" červený**

Sáček z oranžově červeného polypropylenu s černým popisem a indikační plochou pro kontrolu sterilizace

Technické parametry

Materiál:	ve hmotě probarvený PP, odolný proti protřžení
Síla fólie:	0,03 mm
Teplota autoklávování:	max 135 °C

Rozměry (mm)	Použitelný objem (l)	Balení (ks)	Katalogové číslo
360 x 480	7,5 - 15	200	A131419
480 x 580	24 - 34	200	A131423
640 x 890	56 - 75	200	A131435
790 x 960	94 - 132	200	A131438
970 x 1220	151 - 208	100	A131448



Sáček "BIOHAZARD" červený extra silný

Sáček ze silného, velmi pevného materiálu s černým popisem a indikační plochou pro kontrolu sterilizace

- Poskytují maximální ochranu proti protržení a netěsnosti

Technické parametry

Materiál:	vysokomolekulární HDPE
Tloušťka fólie:	0,05 mm
Teplota autoklávování:	max 135 °C

Rozměry (mm)	Použitelný objem (l)	Balení (ks)	Katalogové číslo
360 x 480	7,5 - 15	200	A131519
480 x 580	22 - 34	200	A131523
640 x 890	37 - 45	200	A131535
790 x 960	75 - 113	200	A131538
940 x 1 220	151 - 189	100	A131548

