

Sáček na biologický odpad

Čirý autoklávovatelný polypropylenový sáček

- Pro ukládání a následnou sterilizaci použitých Petriho misek, zkumavek apod.
- Varovný potisk "BIOHAZARD"

Technické parametry

Materiál:	PP
Tloušťka fólie:	0,04 mm
Teplotní stabilita:	max. 145 °C



Sáček na biologický odpad

Rozměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
305 x 660	100	R119571
420 x 600	100	R119471
600 x 780	100	R119271

Sáčky nechte během sterilizace otevřené.

Uzávěr na sáčky drátěný

Plastem potažený drát pro uzavírání jakýchkoliv sáčků

Technické parametry

Délka drátu:	30 cm
--------------	-------

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Drátěné uzávěry na sáčky	1000	R379071