

Sáček na biologický odpad | SYNTESYS

Autoklárovatelný polypropylenový sáček na ukládání a následnou deaktivaci použitého biologického materiálu

- Polypropylenové sáčky s varovným potiskem (logo Biohazard)
- Různé rozměry sáčků

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní stabilita:	max. 141 °C
Síla fólie (mm):	0,04



Sáček na biologický odpad

Rozměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
360 × 760	750	S331130
400 × 650	1000	S334130
600 × 760	500	S335130