

Sáčky na laboratorní odpad

Náhradní sáčky pro upevnění na stojan

Technické parametry

Materiál sáčků v roli:

folie PE, síla 30 µm

Materiál autoklávovatelných sáčků:

folie PP, síla 40 µm



Sáčky na laboratorní odpad

Popis	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sáčky PE v roli	200 x 300	100	R873531
Autoklávovatelné sáčky PP v krabici	200 x 300	100	R570531