

Sada odměrných lžiček

Sada čtyř lžiček

Technické parametry

Materiál:	nerezová ocel 18/10
Počet lžiček v sadě:	4

Model	Objem (ml)	Délka (mm)	Průměr (mm)	Hloubka (mm)
1	1,25	120	24	5
2	2,5	125	28	8
3	5	130	32	10
4	15	145	48	10



Sada odměrných lžiček

Popis	Balení	Katalogové číslo
Sada čtyř odměrných lžiček	1 sada	I834711