

Sada pro ověření přesnosti jednokanálových pipet

Jednorázová kazeta pro okamžité, rychlé a kvantitativní posouzení přesnosti pipety

- Checkit sada je určena pro pipety různých objemů, přičemž kontroluje přesnost pipety ve spodní, střední a horní části rozsahu
- Ověření je velmi snadné - pipetou se do sady napipetuje testovaný objem kapaliny, ten se během několika sekund nasaje do kapiláry a na stupnici lze obratem zjistit přesnost pipety
- Měření není ovlivněno vypařováním nebo prouděním vzduchu
- Použité barvivo je součástí balení
- Checkit sada nevyžaduje žádné speciální školení
- Uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha viz video
- Lze použít jako tréninkový nástroj k ověření správné techniky pipetování

Technické parametry

Model	Max. objem	Naměřené objemy (μL)		
		100%	50%	10%
CP-C02	2 μL	2	1	0,2
CP-C05	5 μL	5	2,5	0,5
CP-C10	10 μL	10	5	1
CP-C20	20 μL	20	10	2
CP-C50	50 μL	50	25	5
CP-C100	100 μL	100	50	10
CP-C200	200 μL	200	100	20



Checkit pro 2 µL pipetu



Checkit pro 5 µL pipetu



Checkit pro 10 µL pipetu



Checkit pro 20 µL pipetu



Checkit pro 50 µL pipetu



Checkit pro 100 µL pipetu



Checkit pro 200 µL pipetu

Model	Objem (µl)	Balení (ks)	Katalogové číslo
CP-C02	2	5	K555682
CP-C05	5	5	K555683
CP-C10	10	5	K555684

CP-C20	20	5	K555685
CP-C50	50	5	K555686
CP-C100	100	5	K555687
CP-C200	200	5	K555688