

Salmonella Chromo-Agar

Pro izolaci bakterií *Salmonella* z potravin, vody a dalších vzorků

Technické parametry

Složení (na 1 litr):	8,5 g citronanu sodného; 5 g peptonu z kaseinu; 5 g masového extraktu; 5,81 g chromogenní směsi; 12,8 g agaru
pH:	7,2 ±0,2
Aplikace:	37,1 g na 1 l agaru
Teplota skladování:	+4 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	100 g	plast	I 32462
pro mikrobiologii	500 g	plast	I 32461