

SAPONIN**CAS:** 8047-15-2**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):

H319-H335

Čistota	Balení	Katalogové číslo
čistý	100 g	R.4185.1
čistý	250 g	R.4185.2
čistý	500 g	R.4185.3
bez kyseliny tříslové	100 g	R.6857.1
bez kyseliny tříslové	250 g	R.6857.2
bez kyseliny tříslové	500 g	R.6857.3
bez kyseliny tříslové	1 kg	R.6857.8
DAB, speciální kvalita pro hemolýzy	25 g	R.9622.2
DAB, speciální kvalita pro hemolýzy	100 g	R.9622.1
DAB, speciální kvalita pro hemolýzy	250 g	R.9622.3