

Schiffovo činidlo

Pro mikroskopii

- Kyselina fuchsinsířčitá
- Schiffovo činidlo má široké spektrum využití v PAS reakci, v kombinované PAS reakci s alciánovou modří a jako činidlo detekující aldehydy

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H350

Teplota skladování: V temnu při pokojové teplotě Po otevření skladujte dobře uzavřené při teplotě 4-8 °C

Vzhled: Bezbarvá tekutina



Schiffovo činidlo

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	500 ml	sklo	R.X900.1
pro mikroskopii	1 l	sklo	R.X900.2

Pokud se činidlo zbarví do červena, zlikvidujte ho.