

Scintilační koktejl ROTISZINT® HighCapacity

Ready-to-use scintilační koktejl pro kapalinovou scintilační spektrometrii (LSC) beta-emitujících izotopů ve vodných vzorcích vhodný pro velké objemy a koncentrované vzorky.
Bez nonylfenylethoxylátů (NPE-free)

ROTISZINT® scintilační koktejly **neobsahují** NPE (nonylfenylethoxyláty, které podléhají klasifikaci dle REACH). Tyto koktejly jsou tedy v souladu s nařízením **2003/53/EC** Evropského parlamentu/rady. ROTISZINT® scintilační koktejly:

- jsou biodegradovatelné
- mají nízký tlak par, tudíž se nevyznačují silným pachem a mají nízkou vznětlivost
- neumožňují chemoluminiscenci
- mají vysokou odolnost vůči zhášení
- zajišťují vysokou stabilitu vzorku
- nefidundují skrze plastové vialky
- nejsou karcinogenní

Technické parametry

Excitační rozsah:	190 až 370 nm
Emisní maximum:	420 až 430 nm
Bezp. věty (GHS):	H304-H315-H318-H410



Balení	Katalogové číslo
500 ml	R.1P1C.1
5 l	R.1P1C.2