

Semimikrováhy analytické ALJ-A | KERN

Váhy s interní kalibrací a intuitivním grafickým displejem a váživostí až 220 g

- Rychlý a efektivní provoz díky grafickému displeji s jednoduchými textovými uživatelskými pokyny
- Vážení na principu elektromagnetické kompenzace síly pomocí cívky a permanentního magnetu, systém poskytuje velmi přesné výsledky
- Automatická interní kalibrace pomocí vnitřního kalibračního závaží při teplotních změnách větších než 1,5 °C
- Krátká doba stabilizace, volba váhových jednotek (g, mg, gn, lb, mo, oz, ozt, pen), roštová miska z nerez oceli s ochranným krytem
- Velký skleněný protiprůvanový kryt se 3 posuvnými dveřmi pro snadný přístup k váženým předmětům
- Možnost místo zadní skleněné desky instalovat ionizátor pro neutralizaci elektrostatického náboje
- Počítání částic, maximální hodnota, procenta, vážení za nestabilních podmínek, funkce stanovení hustoty
- Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení), paměť pro kompletní receptury s názvem a cílovou hodnotou ingrediencí receptu
- RS232 pro připojení tiskárny, tisk protokolů vážení odpovídající požadavkům GLP/ISO
- Zadní panel s integrovaným ionizátorem, sadu pro stanovení hustoty a tiskárnu objednávejte samostatně jako příslušenství

Technické parametry

Stabilizační čas:	6 s - model ALJ 210-5A, 10 s - model ALJ 200-5DA
Průměr misky:	80 mm
Rozměry protiprůvanového krytu (š x h x v) :	172 x 185 x 245 mm
Vážicí prostor (š x h x v):	160 x 170 x 225 mm
Displej:	podsvícený LCD displej, výška číslic 15 mm
Napájení:	univerzální síťový adaptér 24 V, 1 A
Rozměry (š x h x v):	210 x 340 x 330 mm
Hmotnost:	5,9 kg model ALJ 210-5A, 6,5 kg model ALJ 200-5DA



Semimikrováhy analytické ALJ 200-5DA

Model	Váživost (g)	Rozlišení (mg)	Reprodukovatelnost (mg)	Linearita (mg)	Katalogové číslo
ALJ 210-5A	210	0,01	0,05	± 0,1	D312105
ALJ 200-5DA	82/220	0,01 / 0,1	0,04/0,1	±0,1/0,2	D312005