

Silikonový olej M 2

Nízkoviskózní

CAS: 141-63-9**Technické parametry**

Viskozita (25 °C):	1,8-2,2 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,87 g·cm ⁻³
Bod tání:	~ -100 °C
Bod vzplanutí:	> 87 °C

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 2	1 kg	R.2277.1
Silikonový olej M 2	5 kg	R.2277.2
Silikonový olej M 2	10 kg	R.2277.3
Silikonový olej M 2	25 kg	R.2277.4