

**Simmons citrátový agar**

Pro diferenciaci mikroorganismů na základě využití citrátu

**Technické parametry**

|                      |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifikáty:         | ISO 10273                                                                                                                                                                               |
| pH:                  | 6,9 ±0,2                                                                                                                                                                                |
| Teplota skladování:  | +20 °C                                                                                                                                                                                  |
| Složení (na 1 litr): | 5 g chloridu sodného; 2 g citronátu sodného; 1 g dihydrogenfosforečnanu amonného; 1 g hydrogenfosforečnanu draselného; 0,2 g síranu hořečnatého; 0,08 g bromthymolové modři; 15 g agaru |
| Aplikace:            | 24,3 g na 1 l agaru                                                                                                                                                                     |

| Popis             | Balení | Obal  | Katalogové číslo |
|-------------------|--------|-------|------------------|
| pro mikrobiologii | 500 g  | plast | R.5774.1         |

Synonymum: Koser Citrate Agar