

SÍRA

CAS: 7704-34-9

Vzorec: S

Technické parametry

Atomová hmotnost:

32,06



Síra

SÍRA

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H228-H315

Čistota	Balení	Katalogové číslo
čistá, srážená	500 g	S 04311
p.a., srážená	500 g	S 04001

SÍRA

Technické parametry

Hustota:

cca 2,0 g·cm⁻³

Bezp. věty (GHS):

H315

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, mletá	1 kg	R.9304.1
min 99,5 %, mletá	5 kg	R.9304.2
min 99,5 %, mletá	25 kg	R.9304.5
min 99,999 %	10 g	R.4669.1

