

SÍRAN AMONNO-ŽELEZITÝ DODEKAHYDRÁT**CAS:** 7783-83-7**Vzorec:** $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

482,19

SÍRAN AMONNO-ŽELEZITÝ DODEKAHYDRÁT**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):

H319-H315

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	500 g	S 21103

SÍRAN AMONNO-ŽELEZITÝ DODEKAHYDRÁT**Technické parametry**

Hustota:

1,71 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, extra čistý	500 g	R.X885.1
min 98 %, extra čistý	1 kg	R.X885.2
min 98 %, extra čistý	5 kg	R.X885.3
min 98,5 %, p.a., ACS, ISO	500 g	R.P734.1
min 98,5 %, p.a., ACS, ISO	1 kg	R.P734.2
min 98,5 %, p.a., ACS, ISO	2,5 kg	R.P734.3