

SÍRAN AMONNO-ŽELEZNATÝ HEXAHYDRÁT

Mohrova sůl

CAS: 7783-85-9**Vzorec:** $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

392,14

SÍRAN AMONNO-ŽELEZNATÝ HEXAHYDRÁT**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):

H319-H335-H315

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, p.a.	500 g	S 22103
min 99,5 %, p.a.	1 kg	S 22101

SÍRAN AMONNO-ŽELEZNATÝ HEXAHYDRÁT**Technické parametry**

Hustota:

1,86 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, extra čistý	500 g	R.X884.1
min 98 %, extra čistý	1 kg	R.X884.2
min 98 %, extra čistý	5 kg	R.X884.3
min 99 %, p.a., ISO	500 g	R.P728.1
min 99 %, p.a., ISO	1 kg	R.P728.2
min 99 %, p.a., ISO	2,5 kg	R.P728.3
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	5 g	R.1L75.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.1L75.2