

SÍRAN AMONNÝ

CAS: 7783-20-2

Vzorec: (NH₄)₂SO₄

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 132,14

SÍRAN AMONNÝ

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H319-H335-H315

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	1 kg	S 05301
min 99,5 %, p.a.	500 g	S 05102
min 99,5 %, p.a.	1 kg	S 05101

SÍRAN AMONNÝ

Technické parametry

Hustota: 1,77 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, krystalický	500 g	R.9218.3
min 99 %, krystalický	1 kg	R.9218.1
min 99 %, krystalický	5 kg	R.9218.2
min 99 %, krystalický	25 kg	R.9218.5
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	250 g	R.3746.2
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	1 kg	R.3746.1
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	2,5 kg	R.3746.3
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	5 kg	R.3746.4
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	10 kg	R.3746.6
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	25 kg	R.3746.5
min 99 % ke srážení enzymů	500 g	R.9212.3
min 99 % ke srážení enzymů	1 kg	R.9212.2

min 99 % ke srážení enzymů	2,5 kg	R.9212.1
min 99 % ke srážení enzymů	25 kg	R.9212.7
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	10 g	R.5606.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	50 g	R.5606.2