

SÍRAN CERIČITÝ TETRAHYDRÁT**CAS:** 10294-42-5**Vzorec:** $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	404,30
Hustota:	5,02 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H315-H319

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, p.a. pro cerimetrii	50 g	R.P014.2
min 98 %, p.a. pro cerimetrii	100 g	R.P014.1