

SÍRAN CÍNATÝ**CAS:** 7488-55-3**Vzorec:** SnSO₄**Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 214,75

SÍRAN CÍNATÝ**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS): H319-H335-H315

Balení	Čistota	Katalogové číslo
500 g	min 96 %, p.a.	S 35102

SÍRAN CÍNATÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	100 g	R.4382.1
min 99 %, p.a.	250 g	R.4382.2
min 99 %, p.a.	1 kg	R.4382.3