

SÍRAN DRASELNO-HLINITÝ DODEKAHYDRÁT

Kamenec

CAS: 7784-24-9

Vzorec: $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 474,39

SÍRAN DRASELNO-HLINITÝ DODEKAHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	500 g	S 23301
min 99 %, p.a.	500 g	S 23101

SÍRAN DRASELNO-HLINITÝ DODEKAHYDRÁT

Technické parametry

Hustota: 1,73 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %	1 kg	R.8896.1
min 98 %	5 kg	R.8896.2
min 98 %	10 kg	R.8896.3
min 98 %	25 kg	R.8896.4
min 99 %, Ph.Eur.	500 g	R.CN78.1
min 99 %, Ph.Eur.	1 kg	R.CN78.2
min 99 %, Ph.Eur.	5 kg	R.CN78.3
min 98 %, p.a., ACS	500 g	R.P724.2
min 98 %, p.a., ACS	1 kg	R.P724.1
min 98 %, p.a., ACS	2,5 kg	R.P724.3