

SÍRAN HOŘEČNATÝ

Bezvodý

CAS: 7487-88-9

Vzorec: MgSO_4

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 120,37

Sušidlo vhodné pro: téměř všechny látky včetně kyselin, derivátů kyselin, aldehydů, esterů, nitrilů a ketonů

Regenerace sušidla: nahřát na 200 °C, pak vypálit do červeného žáru

SÍRAN HOŘEČNATÝ

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
granulovaný, min 98 %, p.a.	100 g	R.2278.1
granulovaný, min 98 %, p.a.	500 g	R.2278.2
granulovaný, min 98 %, p.a.	1 kg	R.2278.3
min 99 %, p.a.	100 g	R.0682.1
min 99 %, p.a.	500 g	R.0682.2
min 99 %, p.a.	1 kg	R.0682.3
min 97 %, čistý	500 g	R.1A99.1
min 97 %, čistý	1 kg	R.1A99.2
min 97 %, čistý	2,5 kg	R.1A99.3
min 97 %, čistý	10 kg	R.1A99.4