

SÍRAN HOŘEČNATÝ HYDRÁT

hořká sůl

Vzorec: $\text{MgSO}_4 \cdot x \text{H}_2\text{O}$

SÍRAN HOŘEČNATÝ HEPTAHYDRÁT

CAS: 10034-99-8

Vzorec: $\text{MgSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 246,48

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	500 g	S 07101
min 99 %, p.a.	1 kg	S 07102

SÍRAN HOŘEČNATÝ HEPTAHYDRÁT

CAS: 10034-99-8

Vzorec: $\text{MgSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 246,48

Hustota: 1,67 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
extra čistý	1 kg	R.8283.2
extra čistý	2,5 kg	R.8283.1
extra čistý	10 kg	R.8283.3
min 99 %, p.a., ACS	500 g	R.P027.1
min 99 %, p.a., ACS	1 kg	R.P027.2
min 99 %, p.a., ACS	2,5 kg	R.P027.3
min 99 %, Ph.Eur., USP, BP	500 g	R.T888.1
min 99 %, Ph.Eur., USP, BP	1 kg	R.T888.2
min 99 %, Ph.Eur., USP, BP	5 kg	R.T888.3
min 99 %, Ph.Eur., USP, BP	25 kg	R.T888.5

SÍRAN HOŘEČNATÝ HYDRÁT

CAS: 22189-08-8

Vzorec: $\text{MgSO}_4 \cdot x \text{H}_2\text{O}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	120,4 + x H ₂ O
Hustota:	2,45 g·cm ⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, sušený, extra čistý	500 g	R.0261.1
min 99 %, sušený, extra čistý	1 kg	R.0261.2
min 99 %, sušený, extra čistý	2,5 kg	R.0261.3
min 99 %, sušený, extra čistý	25 kg	R.0261.7