

SÍRAN MĚDNATÝ

Bezvodý

CAS: 7758-98-7

Vzorec: CuSO₄

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	159,60
Hustota:	3,61 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302-H315-H319-H400-H410
Sušidlo vhodné pro:	kratší mastné kyseliny, alkoholy, estery
Sušidlo nevhodné pro:	aminy, nitrily, amoniak
Regenerace sušidla:	nad 50 °C pod vakuem

SÍRAN MĚDNATÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	500 g	S 26101

SÍRAN MĚDNATÝ

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	250 g	R.P023.1
min 99 %, p.a.	1 kg	R.P023.2
min 99 %, p.a.	2,5 kg	R.P023.3
min 99 %, Ph.Eur.	250 g	R.CP86.1
min 99 %, Ph.Eur.	500 g	R.CP86.2
min 99 %, Ph.Eur.	1 kg	R.CP86.3
min 99 %, Ph.Eur.	2,5 kg	R.CP86.4
min 99 %, Ph.Eur.	5 kg	R.CP86.5
min 99 %, Ph.Eur.	25 kg	R.CP86.7
min 98 %, ROTI®click Grade pro "Click chemistry"	10 mg	R.7816.1
min 98 %, ROTI®click Grade pro "Click chemistry"	5 x 10 mg	R.7816.2