

SÍRAN MĚDNATÝ PENTAHYDRÁT

modrá skalice

CAS: 7758-99-8**Vzorec:** $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

249,68

SÍRAN MĚDNATÝ PENTAHYDRÁT**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):

H302-H319-H315-H410

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	500 g	S 08302
min 98 %, čistý	1 kg	S 08301
min 99 %, p.a.	500 g	S 08102
min 99 %, p.a.	1 kg	S 08101

SÍRAN MĚDNATÝ PENTAHYDRÁT**Technické parametry**

Hustota:

2,28 g·cm⁻³

Bezp. věty (GHS):

H302-H318-H410

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, krystalický	250 g	R.8175.6
min 98 %, krystalický	1 kg	R.8175.1
min 98 %, krystalický	2,5 kg	R.8175.3
min 98 %, krystalický	5 kg	R.8175.2
min 98 %, krystalický	10 kg	R.8175.4
min 98 %, krystalický	25 kg	R.8175.5
min 99 %, Ph.Eur., BP	500 g	R.P025.1
min 99 %, Ph.Eur., BP	1 kg	R.P025.2
min 99 %, Ph.Eur., BP	2,5 kg	R.P025.4
min 99 %, Ph.Eur., BP	5 kg	R.P025.3

min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	500 g	R.P024.1
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	1 kg	R.P024.2
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	2,5 kg	R.P024.3
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	5 g	R.1L53.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.1L53.2