

SÍRAN NIKELNATÝ HEXAHYDRÁT
CAS: 10101-97-0

Vzorec: NiSO₄ · 6 H₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 262,86

SÍRAN NIKELNATÝ HEXAHYDRÁT
Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H302+H332-H315-H334-H317-H341-H350i-H360D-H372-H410

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	1 kg	S 38301
min 99 %, p.a.	100 g	S 38101
min 99 %, p.a.	500 g	S 38102

SÍRAN NIKELNATÝ HEXAHYDRÁT
Technické parametry

Hustota: 2,07 g·cm⁻³

Bezp. věty (GHS): H302+H332-H315-H334-H317-H341-H350i-H360D-H372-H400-H410

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, extra čistý	250 g	R.7322.1
min 98 %, extra čistý	500 g	R.7322.2
min 98 %, extra čistý	1 kg	R.7322.3
min 98 %, extra čistý	2,5 kg	R.7322.4
min 98 %, extra čistý	25 kg	R.7322.5
min 99 %, p.a., ACS	250 g	R.T111.1
min 99 %, p.a., ACS	1 kg	R.T111.2