

SÍRAN RTUŤNATÝ roztok ke stanovení BSK

dle DIN 38409 část H41

Vzorec: HgSO_4 **Technické parametry**

Bezpeč. věty (GHS):

H290-H300+H310+H330-H314-H340-H350-H360FD-H373-H411-EUH203

Specifikace	Balení	Obal	Katalogové číslo
80 g/l v chromsírové směsi 0,02 mol/l ke stanovení BSK	1 l	sklo	R.X871.1
80 g/l v chromsírové směsi 0,02 mol/l ke stanovení BSK	2,5 l	sklo	R.X871.2