

SÍRAN STŘÍBRNÝ**CAS:** 10294-26-5**Vzorec:** Ag₂SO₄**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	311,80
Bezp. věty (GHS):	H318-H410

SÍRAN STŘÍBRNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	100 g	S 11101

SÍRAN STŘÍBRNÝ**Technické parametry**

Hustota:	5,45 g·cm ⁻³
----------	-------------------------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a. pro stanovení CHSK	25 g	R.6791.1
min 99 %, p.a. pro stanovení CHSK	100 g	R.6791.2
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	5 g	R.1L6C.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.1L6C.2

SÍRAN STŘÍBRNÝ ROZTOK

10 g/l v kyselině sírové, pro stanovení CHSK, dle vyhlášky DIN 38409 (část H41-1)

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H290-H314-H410
-------------------	----------------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
roztok 10 g/l v H ₂ SO ₄	1 l	R.X870.1
roztok 10 g/l v H ₂ SO ₄	2,5 l	R.X870.2

