

SIŘIČITAN SODNÝ

Bezvodý

CAS: 7757-83-7**Vzorec:** Na₂SO₃**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

126,04

SIŘIČITAN SODNÝ**Technické parametry**

Bezpečné věty (GHS):

H319-EUH031

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	1 kg	S 14301
min 98 %, p.a.	500 g	S 14102
min 98 %, p.a.	1 kg	S 14101

SIŘIČITAN SODNÝ**Technické parametry**

Hustota:

2,63 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro fotografii	1 kg	R.8637.1
min 98 %, pro fotografii	5 kg	R.8637.3
min 98 %, pro fotografii	10 kg	R.8637.2
min 98 %, pro fotografii	25 kg	R.8637.4
min 98 %, p.a., ACS	500 g	R.P033.1
min 98 %, p.a., ACS	1 kg	R.P033.2
min 98 %, p.a., ACS	2,5 kg	R.P033.3